

Wilkhahn

Rider. Programm 205.





Easy in Bewegung bleiben

Wer sich beim Sitzen bewegt, bleibt körperlich und geistig fit. – Eigentlich ist das eine sehr alte Erkenntnis: Denn die ersten Langzeitsitzer waren Reiter, die auch im Sattel stets mobil und beweglich blieben. Der „Ausritt“ steht aber auch für das Verlassen des Gesetzten und für den Aufbruch zu neuen Ufern.



Hier knüpft die stylish-moderne Gestaltung des Rider aus der Feder von Sven von Boetticher an: Mit seinen raffinierten formalen Details erinnert er an den Sattel als Urtyp des Bewegungssitzes. Das macht den Rider so besonders in der Riege dynamisch beweglicher Stehhilfen, die Wilkhahn mit dem „Klassiker“ Stütz schon vor drei Jahrzehnten in der Büroarbeit etabliert hat.



Der Rider unterstützt überall dort, wo körperliche Agilität, Inspiration und Ausdruckskraft hilfreich sind: im Workshop, beim kurzen Chat am Arbeitsplatz, in der Bewegungspause, am heimischen Stehpult, Notenständer, Bügelbrett oder Herd – und das ganz spontan: Denn er lässt sich mit einer Hand greifen und als Leichtgewicht überallhin mitnehmen.

Der „Sattel“ ist überraschend komfortabel und lädt je nach Vorliebe zum Quer- oder Längssitzen ein. Mit den beidseitig integrierten Griff Tasten für die stufenlose Höheneinstellung ist er intuitiv an unterschiedliche Körpergrößen und Nutzhöhen anzupassen – vom Hocker am Tisch bis zur schrägen Stütze an der Staffelei.

Kurz: Mit seiner selbsterklärenden und markanten Form ist der Rider ein sympathisch unkomplizierter Begleiter, der Körper und Geist bewegt. Als Gestalt gewordene Einladung, ganz easy „loszuridern“! Ob dezent schwarz in schwarz oder kontraststark schwarz-weiß!







Rider. Programm 205. Produktvarianten.

Wilkhahn



205/1 Rider, schwarz




205/2 Rider, weiß

Rider. Programm 205. Produktvarianten.

Wilkhahn

Gestelloberflächen




Schwarz, weiß





Rider. Programm 205. Modelle und Maße.

Wilkhahn

205/1
Rider, schwarz



205/2
Rider, weiß




Rider. Programm 205. Modelle und Maße.

Wilkhahn


Hinweis

Der Rider ist ein Einbeiner, der durch den Nutzer zum beweglichen und trotzdem sicheren Dreibeiner wird. Der Rider kann als Stütze schräg gegen das Gesäß geklemmt oder auch als Hocker genutzt werden. Dafür sind immer die eigenen Beine zum Ausbalancieren des Körpers mit zu belasten! Seitliche und rückwärtige Bewegungen über den Körperschwerpunkt hinaus können zum Umfallen führen und sind daher unbedingt zu vermeiden!



Rider. Programm 205. Technische Einzelheiten.

Wilkhahn



Funktion

Der Einbeiner „Rider“ wird mit den beiden Beinen des Nutzers zum stabilen Dreibeiner. Er eignet sich mit seiner stufenlosen Höheneinstellung von 52 bis 78 cm als dynamischer Hocker und als dynamische Stehhilfe. Durch seine Drehbarkeit und die gewölbte Sohle des Tellerfußes stimuliert er zu vielfältigen Bewegungen, die Gelenke, Muskulatur und mentale Aufmerksamkeit aktivieren. Mit seitlichen Griffmulden unter dem Sattel ausgestattet lässt er sich für einen flexiblen Einsatz gut greifen und tragen.

Abmessungen und Gewicht

Sattel 44 cm breit und 14 cm tief, Tellerfuß 34 cm Durchmesser, Gewicht 5 kg

Gestell

Der Tellerfuß besteht aus schwarz oder weiß durchgefärbtem ABS mit einer Sohle aus schwarzem rutschfesten Elastomer. Die per Stahlrohr gekapselte Gasdruckfeder ist schwarz beschichtet und wird im Hubbereich durch den Sitzträger abgedeckt.

Sitz

Der Y-förmige Sitzträger besteht aus schwarz oder weiß durchgefärbtem Polyamid mit seitlichen Griffmulden und Tasten zur Auslösung der Höhenverstellung. Das im Sitzträger integrierte Sitzpolster besteht aus schwarzem Polyurethan.

Hinweise

Achtung: Bei Nässe oder Verschmutzung verändert sich das Haftungsverhalten des Tellerfußes. Bei hellen Fußböden kann es zu sichtbaren Abriebspuren kommen.

Rider. Programm 205. Auszeichnungen / Normen / Zertifikate.

Wilkhahn

Zertifikate Produkt / Normen Produkt



Zertifikate Unternehmen, Mitgliedschaften



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne!

Wilkhahn



Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG
Fritz-Hahne-Str. 8
31848 Bad Münder
Germany
Tel.: +49 5042 999 0
contact@wilkhahn.de
www.wilkhahn.com



Dach eines der vier Pavillons auf dem Wilkhahn-Gelände, die vom Architekten Frei Otto entworfen wurden.
Foto: Klemens Ortmeier